


Anticuerpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Cd20 Para Citometría De Flujo - P11836

Número de artículo: CM0012456



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido al CD20 humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células B e investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD20 Humano/Mono conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	931
ID del Gen	931
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del anticuerpo monoclonal CD20 humano (NP_068769.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo