

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3E Con Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo Intracelular - P07766

Número de artículo: CM0004230



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido a la cadena épsilon de CD3 humana. Validado para citometría de flujo intracelular (FC intra); ideal para inmunofenotipado de células T e investigación de señalización del TCR.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | APC/Cianina7 Rabbit anti-Human cCD3 mAb                                                                          |
| Observaciones/Alias | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 916                                                                                                              |
| GeneID              | 916                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del CD3E humano (NP_000724.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                         |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                           |
| SWISS               | P07766                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |