

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd45 Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0011992

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido a la isoforma 6 de CD45 (PTPRC) humano/macaco. Validado para citometría de flujo y con reactividad cruzada con especies humanas y de macaco cangrejero.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	mAb anti-CD45 humano/macaco APC/Cianina7 de conejo
Notas/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID génico (Humano)	5788
ID génico	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de la proteína CD45 humana (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08575-8
Peso molecular de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo