

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cyanine7 Anti-Hla-Dra Para Citometría De Flujo - P01903

Número de artículo: CM0008845



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra HLA-DRA humana, validado para citometría de flujo en células humanas y de mono cinomolgo. Ideal para inmunofenotipado de MHC clase II y estudios de respuesta de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Humano/Mono HLA-DR conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especies	Humano, Mono cinomolgo
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DR humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo