


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano Conjugado Con Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0010588



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra CD38 humano (ADPRC1/cADPR1). Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), validado para muestras humanas. Ideal para investigaciones en inmunología, cáncer y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD38 humano conjugado con APC/Cianina7
Observaciones/Alias	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Especie	Humana
GeneID (humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (P28907)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P28907
Peso de la proteína	13 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo