

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd19 De Ratón Conjugado Con Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0011195

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra CD19 de ratón para citometría de flujo. Detecta el antígeno de los linfocitos B en las células B; favorece la investigación en inmunología y células B. - P25918.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de ratón conjugado con APC/Cianina7
Observaciones/alias	Cd19
Especie	Ratón
GeneID (humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-287 de CD19 de ratón (NP_033974.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo