

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd38 De Ratón Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P56528

Número de artículo: CM0009597



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 contra CD38 de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en inmunología que involucre activación de linfocitos, señalización de calcio y adhesión celular. - P56528

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD38 de ratón APC/Cianina7 de conejo
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo