

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd45 Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0008390

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido al CD45 de ratón (PTPRC, antígeno común de leucocitos, Ly-5, B220). Validado para aplicaciones de citometría de flujo en muestras de ratón. Ideal para inmunofenotipificación y análisis de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Ratón CD45 APC/Cianina7
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo