

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd69 De Ratón Conjugado Con Apc/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P37217

Número de artículo: CM0007941

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra CD69 de ratón (antígeno de activación temprana CD69). Validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudios de activación de células inmunitarias e investigación de células T. Reactivo con ratón. Peso molecular aproximado de 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD69 de ratón conjugado con APC/Cianina7
Observaciones/alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 de CD69 de ratón (NP_001028294.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo