

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd3 Humano Conjugado Con Apc/Cianina7 Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0007870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra la cadena épsilon del CD3 humano para citometría de flujo. Reacciona con el CD3 humano, parte del complejo TCR-CD3. Ideal para el análisis de subpoblaciones de células T e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD3 humano APC/Cianina7
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Especie	Humano
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo