

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd10 Humano Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Fc - P08473

Número de artículo: CM0005346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 contra CD10 humano (Neprilisina, CALLA), validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la degradación de encefalinas, la señalización cardiovascular y las enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD10 humano conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4311
ID de gen	4311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 del CD10 humano (NP_000893.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo