

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc/Cyanine7 Anti-Cd56/Ncam1 Humano Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0005874



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido específicamente al CD56/NCAM1 humano para aplicaciones de citometría de flujo. Reconoce la molécula de adhesión celular neural 1 (NCAM1), una glicoproteína de membrana de ~95 kDa que media la adhesión celular y sirve como receptor de entrada viral. Diseñado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo APC/Cyanine7 Anti-CD56/NCAM1 Humano
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GenID (Humano)	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo