

APC/Cianina7 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-CD61 Humano Para Citometría De Flujo - P05106

Número de artículo: CM0008544



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD61 humano (integrina beta-3, GPIIIa) conjugado con APC/Cianina7 para citometría de flujo. 87 kDa, reactividad cruzada humana. Apoya la investigación sobre la agregación plaquetaria, la señalización de integrinas y las enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC/Cianina7 anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD61 humano
Observaciones/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 del CD61 humano (NP_000203.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05106
Peso proteico	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo