


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd71 Humano Apc/Cyanine7 Para Fc - P02786

Número de artículo: CM0011293



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido al CD71 humano (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Adecuado para la detección por citometría de flujo del receptor de transferrina 1 en muestras humanas. Peso molecular aproximado de 85 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD71 humano APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-250 del CD71 humano (NP_003225.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo