


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr Humano Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P00533

Número de artículo: CM0009425



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 contra EGFR humano (HER1/ErbB-1). Validado para citometría de flujo, permitiendo la detección precisa del EGFR en la superficie celular en estudios oncológicos y de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EGFR humano conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo