

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 De Conejo Anti-Ifn-Gamma Humana Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P01579

Número de artículo: CM0008129



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra el IFN-gamma humano. Adecuado para citometría de flujo intracelular, ayuda a la investigación en respuesta inmune, defensa antiviral e inmunoterapia. Validado con inmunógeno que abarca los aminoácidos 24-166.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM APC/Cianina7 de conejo anti-IFN-gamma humana
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3458
ID del gen	3458
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo