

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim-3/Havcr2 Humano Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0010165



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7, específico para TIM-3/HAVCR2 humano, un receptor clave de punto de control inmunitario. Diseñado para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas. Ideal para investigaciones en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TIM-3/HAVCR2 humano conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84868
GeneID	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo