


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Humano/De Mono Apc/Cyanine7 Para Fc - P08571

Número de artículo: CM0009023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra CD14 humano/de mono. Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la inmunidad innata, la señalización de LPS y la biología de monocitos/macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD14 humano/de mono APC/Cyanine7
Observaciones/alias	CD14
Especie	Humano
GeneID (humano)	929
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P08571
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo