

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - Cd19

Número de artículo: CM0008488

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra CD19 humano y de mono cinomolgo. Validado específicamente para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para inmunofenotipado de células B en investigación inmunológica y de diagnóstico. Reactivo cruzado con humano y mono cinomolgo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 Humano/Mono APC/Cyanine7
Especies	Humano, Mono
ID del Gen (Humano)	930
ID del Gen (Mono Cynomolgus)	102145514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso Molecular de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo