

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 Humano/Mono Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Fc - P01589

Número de artículo: CM0009288



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra CD25 humano y de macaco cangrejero (receptor alfa de IL-2, p55). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo en estudios de regulación inmunitaria, incluida la investigación de células T reguladoras (Treg). Se recomienda la validación específica por lote.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD25 humano/mono conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
GenelD (humano)	3559
GenelD	3559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-213 del CD25 humano (NP_000408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01589
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo