

APC/Cianina7 Conejo Anti-Humano/Mono CD38 Polymab® - P28907

Número de artículo: CM0008964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano/mono conjugado con APC/Cianina7 (PolymAb®) para citometría de flujo. Detecta CD38 en modelos humanos y de mono cinomolgo. Ideal para la caracterización de células inmunitarias y la investigación de CD38.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC/Cianina7 Conejo anti-Humano/Mono CD38 PolymAb®
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo