


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/De Mono Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0012198



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra CD4 humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Permite la identificación de células T auxiliares y aplicaciones de investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 humano/de mono conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo