


Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 Conejo Anti-Cd8A Humano/Macaco Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0012747



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD8a de conejo conjugado con APC/Cianina7 validado para citometría de flujo. Reconoce CD8a humano y de macaco cynomolgo; apoya la investigación de linfocitos T y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC/Cianina7 conejo anti-CD8a humano/macaco
Notas/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Especie diana	Humano
ID del gen (humano)	925
ID del gen	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de la CD8a humana (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo