

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cyanina7 De Conejo Anti-Igd Humano/Macaco Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0008027



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanina7 dirigido a la cadena delta de inmunoglobulina de humano y macaco cangrejero para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de linfocitos B y estudios de inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC/Cyanina7 de conejo anti-IgD humano/macaco
Notas/Alias	Delta constante de cadena pesada de inmunoglobulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01880
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo