


Anticuerpo Monoclonal Apc/Cyanina7 De Conejo Anti-Cd11B De Ratón Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0010218



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanina7 dirigido contra CD11b de ratón (integrina alfa-M) para citometría de flujo. Reconoce la proteína CD11b de ratón, un receptor de adhesión leucocitaria. Ideal para inmunofenotipado e investigación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC/Cyanina7 de conejo anti-CD11b de ratón
Notas / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 de la CD11b de ratón (NP_032427.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso de la proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo