

Acm De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Fc - P25918

Número de artículo: CM0008308

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD19 de ratón conjugado con APC/Cyanine7 está destinado a la detección mediante citometría de flujo de CD19 de ratón, un marcador de linaje de células B. Ideal para inmunofenotipificación y estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo anti-CD19 de ratón conjugado con APC/Cyanine7
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	930
ID del gen (ratón)	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón.
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo