

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Apc/Cianina7 Anti-Cd25 De Ratón Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0004646

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 dirigido contra CD25 de ratón (IL-2RA, p55). Validado para citometría de flujo. Este reactivo permite la detección precisa de CD25 en la superficie celular de células inmunitarias murinas, apoyando la investigación en tolerancia inmune y biología de células T reguladoras (Treg).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo APC/Cianina7 anti-CD25 de ratón
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso molecular	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo