

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 Conejo Anti-Ratón Cd34 Para Fc - Q64314

Número de artículo: CM0010462

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 contra el CD34 de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar células progenitoras hematopoyéticas y la adhesión de células madre en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC/Cianina7 Conejo anti-Ratón CD34
Observaciones/Alias	CD34; Molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 del CD34 de ratón (NP_598415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo