

APC/Cianina7 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd44 Para Citometría De Flujo - P15379

Número de artículo: CM0004622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 contra CD44 de ratón (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Peso molecular predicho 85 kDa. UniProt P15379.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC/Cianina7 mAb de conejo anti-ratón CD44
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo