

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 Conejo Anti-Ratón Cd8A Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0005535



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 contra el CD8a de ratón (Ly-2/Lyt-2) para citometría de flujo. Reconoce el correceptor de células T de 27 kDa; validado para la detección de CD8a de ratón en FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC/Cianina7 Conejo anti-Ratón CD8a
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	941
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo