

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd90.2 De Ratón Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0007782

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra CD90.2 (Thy-1) de ratón, validado para citometría de flujo. Glicoproteína de membrana anclada a GPI involucrada en interacciones celulares. Ideal para investigación inmunológica y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-CD90.2 de Ratón APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	7070
ID del Gen	21838
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintetizado derivado de CD90.2 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo