

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nhp Igd Conjugado Con Apc/Cianina7 - Igd De Macaco Cínomoigo

Número de artículo: CM0005941

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC/Cianina7 se dirige a la cadena pesada delta de inmunoglobulina de primates no humanos (PNH) y está diseñado para citometría de flujo (CF). Tiene reactividad cruzada con la IgD de macaco cínomoigo y macaco rhesus, lo que permite el análisis de células inmunitarias en modelos de investigación con primates.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-NHP IgD APC/Cianina7
Especie	Macaco cínomoigo
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de inmunoglobulina de macaco cínomoigo
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Cínomoigo, Rhesus
Envío	Bolsa de hielo