

Anticuerpo Monoclonal Apc/Cianina7 De Rata Anti-Ratón Cd45R/B220 Para Cf - P06800

Número de artículo: CM0005313

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC/Cianina7 dirigido a CD45R/B220 de ratón. Validado para citometría de flujo, detecta la tirosina-proteína fosfatasa de tipo receptor C (CD45) implicada en la activación de linfocitos T y la señalización de la sinapsis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb APC/Cianina7 de rata anti-ratón CD45R/B220
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5788
GeneID	19264/5788
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso de la proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo