


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mhc Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Conjugado Con Apc/Cyanine7 Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0010101



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con APC/Cyanine7 dirigido contra el MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón para aplicaciones de citometría de flujo en investigación inmunológica y desarrollo de ensayos de diagnóstico. Reacciona con múltiples haplotipos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de rata anti-MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón conjugado con APC/Cyanine7
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
GeneID	14969, 14961, 381091, 14960
Inmunógeno	Proteína recombinante del MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Peso Proteico	30kDa / 32kDa / 26kDa
Envío	Bolsa de hielo