


Apex1/Ape1 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27695

Número de artículo: CM0002932



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-APEX1/APE1, validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad a humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de reparación del ADN y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APEX1/APE1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	328
GeneID	328
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de APEX1/APE1 humano (P27695).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27695
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo