


Apoa1 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Número de artículo: CM0013002



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APOA1 humana (Apolipoproteína A-I). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de transporte inverso de colesterol y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOA1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	335
GeneID	335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-267 de la APOA1 humana (NP_000030.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo