

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La Apolipoproteína Ci Para Wb, If-P, Ihc-P Y Elisa - P02654

Número de artículo: CM0008449



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la apolipoproteína CI humana (APOC1), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo lipídico y las enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la apolipoproteína CI
Observaciones/alias	Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; apolipoproteína CI
Especie	Humana
ID del gen (humano)	341
ID del gen	341
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintetizado derivado de la APOC1 humana (P02654)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P02654
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo