

Anticuerpo Policlonal De Conejo Aprr3 Para Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Aprr3 Rabbit Pab

Número de artículo: CM0019236

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo APRR3 generado contra la proteína APRR3 recombinante de Arabidopsis thaliana. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación de ciencias vegetales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APRR3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; regulador de respuesta pseudo 3
Especie	Arabidopsis thaliana
ID del gen	836132
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-371 de APRR3 de Arabidopsis thaliana (NP_568919.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
Envío	Bolsa de hielo