

Anticuerpo Policlonal De Conejo Aprr7 - Aprr7

Número de artículo: CM0019936

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo APRR7 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta específicamente APRR7 (regulador de pseudo-respuesta 7) de Arabidopsis thaliana. Ideal para la investigación de señalización vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APRR7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; regulador de pseudo-respuesta 7
Especie	Arabidopsis thaliana
ID de gen	831793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 236-339 de APRR7 de Arabidopsis thaliana (NP_568107.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
Envío	Bolsa de hielo