


Aqp5 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Número de artículo: CM0014877



Introducción

CamelBio ofrece AQP5 pAb de conejo, un anticuerpo policlonal dirigido a la Acuaporina 5 humana (P55064) para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para estudios de transporte de agua.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AQP5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	362
ID del gen	362
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-265 de la AQP5 humana (NP_001642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P55064
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo