

Pab De Conejo Anti-Ar-V7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Número de artículo: CM0023357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la variante de empalme del receptor de andrógenos humano AR-V7 para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la isoforma constitutivamente activa que carece de dominio de unión al ligando, de 67 kDa. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-AR-V7
Abreviaturas / Sinónimos	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	367
GeneID	367
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 544-644 de la AR-V7 humana (NP_001334990.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10275-3
Peso molecular de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo