

Mab De Arginasa-1 De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

Número de artículo: CM0007929

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Arginasa-1 (Arg-1) de ratón, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del ciclo de la urea, regulación inmune e inmunidad tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Arginasa-1 de Conejo
Observaciones/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginasa-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	383
GeneID	11846
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Arginasa-1 de ratón (NP_031508.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q61176
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo