


Pab De Conejo Contra Arginasa 2 (Arg2) Para Wb, Elisa - P78540

Número de artículo: CM0029867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Arginasa 2 (ARG2) para WB y ELISA; detecta humano, ratón, rata. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 270-354. Es útil para investigación sobre metabolismo de la arginina, regulación inmune y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Arginasa 2 (ARG2)
Notas/Alias	ARG2; Arginasa 2 (ARG2)
Especie	Humano
GeneID (humano)	384
GeneID	384
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 270-354 de la Arginasa 2 (ARG2) humana (NP_001163.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78540
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo