

Anticuerpo Policlonal De Conejo Arhgap30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

Número de artículo: CM0022792

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ARHGAP30 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano y ratón. Objetivo: proteína activadora de GTPasa Rho 30, una GAP para RAC1 y RHOA. Inmunógeno recombinante, origen de conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGAP30 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARHGAP30
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	257106
ID de Gen	257106
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 485-585 del ARHGAP30 humano (NP_859071.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z6I6
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo