

Anticuerpo Policlonal De Conejo Arhgdib Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Número de artículo: CM0026016



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ARHGDIB humano (RhoGDI2/Ly-GDI). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta el objetivo en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización de Rho GTPasa y la dinámica del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGDIB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	397
GeneID	397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-201 de ARHGDIB humano (NP_001166.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52566
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo