

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Arms2 Para Wb Y Elisa - P0C7Q2

Número de artículo: CM0018136

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARMS2 de alta calidad validado para WB y ELISA, adecuado para investigar la degeneración macular asociada a la edad y la expresión de la proteína ARMS2 en retina humana y placenta. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ARMS2
Observaciones/Alias	ARMD8; ARMS2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	387715
ID genético	387715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la proteína ARMS2 humana (NP_001093137.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P0C7Q2
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo