


Pab De Conejo Contra Aromatasa (Cyp19A1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11511

Número de artículo: CM0015257



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, se dirige a la Aromatasa (CYP19A1) humana, una enzima clave en la biosíntesis de estrógenos. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigación de cáncer dependiente de hormonas y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Aromatasa (CYP19A1)
Observaciones/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasa (CYP19A1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1588
GeneID	1588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la Aromatasa (CYP19A1) humana (NP_000094.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P11511
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo