

Arr3 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P36575

Número de artículo: CM0015598

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARR3 humano (arrestina de cono). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Utilizado en investigación de transducción de señales retinianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARR3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ARRX; cArr; MYP26; ARR3
Especie	Humano
GeneID	407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del ARR3 humano (NP_004303.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P36575
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo