

Anticuerpo Policlonal De Conejo Asb17 Para Wb Y Elisa - Q8Wxj9

Número de artículo: CM0024179

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ASB17 validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con Humano, Ratón y Rata. Adecuado para la investigación sobre la vía de la ubiquitina-proteasoma en testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASB17 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Asb-17; ASB17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	127247
GeneID	127247
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 del ASB17 humano (NP_543144.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXJ9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo