

Ascl1 Anticuerro Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - P50553

Número de artículo: CM0017556

Introducción

Anticuerro policlonal de conejo que se dirige a ASCL1 humano (homólogo de achaete-scute 1), un factor de transcripción crucial para la diferenciación neuronal. Validado para Western blot (WB) y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ascl1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1
Especie	Humano
GeneID (humano)	429
GeneID	429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-236 de Ascl1 humano (NP_004307.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerros Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P50553
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo